

Kit Coperta Idrogel Antiustione



Contenuto:

N.01 Coperta Idrogel antiustione antifuoco da cm. 120 x 160
 N.01 Coperta isotermica argento/oro da cm. 210 x 160

Caratteristiche Dispositivi Medici Burnshield:

Classe CE: II B "Dispositivo medico atto ad essere utilizzato su ustioni di I, II e III grado anche in presenza di derma lesa."

Proprietà e Vantaggi:

Abbassa la temperatura della zona ustionata e reidrata in maniera ottimale.

Aiuta a prevenire le infezioni.

Facilita la ricrescita della pelle.

L'utilizzo di *Burnshield* fino alla completa riepitelizzazione riduce la possibilità dell'insorgere di cicatrici ipertrofiche.

Supporto Coperte:

Cotone.

Specifiche Tecniche:

La coperta è confezionata in un contenitore in materiale sintetico estremamente resistente e lavabile, a forma di cilindro con doppia chiusura a zip.

All'interno dello stesso, come seconda protezione contro qualsiasi tipo di urto ed a prova di forature, vi è una lama di plastica dello spessore di mm 1.

Il contenitore, dotato di apposita cinghia per tracolla, è facilmente trasportabile in maniera da lasciare libere le mani e tutti i movimenti, compreso quello di salire scale portatili ed è di colore rosso vivo (tipo V.F.).

Le istruzioni stampate sullo stesso sono chiare, semplici e indelebili, sono facilmente utilizzabili anche dai non addetti, grazie anche all'utilizzazione di istruzioni figurative che prevedono qualsiasi evenienza.

Il sistema di confezionamento interno garantisce un uso rapido e l'assoluta sterilità del contenuto.

La sterilità del prodotto è garantita da un involucro composto esternamente in PVC ed internamente in materiale alluminizzato.



Caratteristiche Idrogel:

- Idrogel: 96% Acqua, Melaleuca Alternifolia, Emulsionati.
- Sterilità: irradiazione ai Raggi Gamma.
- PH Gel: 5,5 - 7,0.
- Aspetto Idrogel: liquido, bianco - lattiginoso.
- Profumo Idrogel: leggermente farmaceutico.
- Biodegradabilità Idrogel: 100%.
- Scadenza: 5 anni dalla data di produzione incisa su ogni singola confezione.
- Conservazione: conservare da 15° a 24°.
- Incompatibilità Idrogel: nessuna.

Avvertenze:

Non utilizzare se la confezione è danneggiata o dopo la data di scadenza.
In caso di ustioni severe consultare il medico.
In caso di intolleranza detergere abbondantemente e rivolgersi al medico.

Codice 50.0701.002